

**GANT DE BOITE A GANTS EN BUTYL HAUTES PROPRIETES 4/10 de protection contre certains risques chimiques et, mécaniques et contre la contamination radioactive.**

**Stockage et entretien :**

Stockage dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, température de stockage :5 à 25°C.Pas de stockage à proximité d'installations électriques. Si nécessaire, les gants seront lavés à l'eau savonneuse, rincés abondamment à l'eau claire, séchés dans un courant d'air à basse température et talqués. Les performances ne sont pas garanties par l'IFTH après lavages .Lors d'une contamination, suivre les consignes établies par le responsable sécurité pour toute décontamination. Ces gants ne sont pas concernés par la désinfection externe. Concernant la désinfection interne un gant jetable peut être utilisé à chaque manipulation. Le délai de péremption de ce gant dans son emballage d'origine et stocké dans les conditions décrites ci-dessus est de 3 ans.

**Port, analyse de risque et législation :**

Il est rappelé , selon la directive 89/656/CEE, la nécessité de réaliser une analyse des risques liés au port du gant (rupture d'étanchéité par ex.) Avant chaque utilisation, l'opérateur contrôlera l'intégrité du gant .Il est de la responsabilité de l'utilisateur de contrôler régulièrement la qualité et l'intégrité du gant. Pour le montage et le démontage des gants sur les boîtes à gants, suivre les consignes établies par le responsable sécurité et le fabricant de rond de gant. Les gants doivent être utilisés à température ambiante.

Les gants seront portés sur des mains sèches et propres, les ongles courts. Les bijoux sont à éviter. Ce gant ne contient pas d'allergène connu. Une liste des substances contenues dans le gant ou une liste des matières premières est disponible sur demande

La résistance de surface du gant a été évaluée suivant la norme NF EN 1149-1 :2007 (L'atmosphère utilisée lors de l'essai est de 23°C (+/- 1), 25% HR(+/- 5%). Les électrodes utilisées sont de type annulaire concentrique sur plaques isolantes. Le diamètre extérieur de l'électrode interne est de 50.4 mm, le diamètre interne de l'électrode externe est de 69.2 mm, le diamètre externe de l'électrode externe est de 89.0 mm. Le test a révélé que la résistance moyenne géométrique de surface mesuré est : sur la face endroit de 9.28.10<sup>5</sup> ohms et sur la face envers de 1.21.10<sup>6</sup> ohms. La tension d'essai est de 100 Volts. Afin de prévenir le risque électrostatique, tous les vêtements et chaussures de l'utilisateur doivent être conçus pour prendre en compte le risque électrostatique.

**Niveaux de performance du gant :**

PERMEATION CHIMIQUE SELON EN 374- 2003 DEXTERITE EN 420 - 2003		RESISTANCE MECANIQUE EN 388 – 2003 EN 421 - 2010	
Acétonitrile	6 sur 6	Abrasion (abrasion)	3 sur 4
Soude caustique à 40 %	6 sur 6	Coupeure par tranchage (cut)	Non revendiqué
Acide sulfurique à 96 %	5 sur 6	Résistance déchirure (tear)	1 sur 4
-		Résistance perforation (puncture)	1 sur 4
Dextérité (dexterity)	5 sur 5	Intégrité	conforme
		Coefficient transmission de vapeur d'eau	0.20 g/m <sup>2</sup> .24h
		Résistance renforcée à l'air ionisé	3 sur 4

Ce type de gants ne protège pas les mains de l'utilisateur contre les rayonnements ionisants

Si le bourrelet du gant est d'un diamètre spécifique , la référence sera suivie des lettres ADA ou ADD ou ADG selon l'anatomie du gant.

Exemple de marquage porté sur l'emballage et le gant Exemple of stamp printed on packing And glove :

**PIERCAN** (1)

(1) Fabricant- Responsable de la mise sur le marché Manufacturer- Responsible for placing product on the market

**CE0333 10750 BHP 9 ½ 4/10**

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

(2) marque CE et n° de l'organisme en charge de la surveillance . CE marking and code of organization in charge of monitoring


**3A 13 15**

(8) (9)

(3) Modèle - Model (4) Longueur en mm- Length in mm (5) Matière - Material (6) Taille –size(7) Epaisseur en mm - Thickness in mm. (8) n° d'usine et de module – Factory and standard unit number.

EN421-2010 EN374 2003 EN388-2003

(9) semaine et année de péremption- Week and year of obsolescence  
(10)Pictogramme dangers chimiques Chemical hazards. pictogram (EN374)  
(11) Pictogramme contamination radioactive radioactive contaminations pictogram.(EN 421)-(12) Pictogramme des risques mécaniques indiqués se rapportent à un niveau obtenu aux tests Les numéros suivants (dans l'ordre) :abrasion, coupeure par tranchage, déchirure, perforation Mechanical hazards pictogram. Numbers below refer to performance levels for ( in order) :abrasion, cut, tear and puncture. (EN 388) (13)Obligation de se référer à la notice d'instructions-Please refer to the instructions for use



(13) (11) CKL 3X11 (10) (12)

11 et 11 bis rue Charbonnel 75013 PARIS France

Tailles disponibles dans les principaux modèles ambidextres. Available sizes in the main ambidextrous models.

REFERENCE	Ø RDG	7½	8	8½	9	9½	10 ½
10750	156	X		X		X	
13750	186	X		X		X	
97750	300			X	X		X

**BHP 4/10 DRY BOX GLOVES AGAINST CHEMICAL, MECHANICAL HAZARDS AND RADIOACTIVE CONTAMINATION.**

We thank you for your confidence. Please read this brochure before using the gloves. Gloves have to be forwarded and stored in their original packing. Gloves have to be stored in a dry place, sheltered from light, at temperatures between 5° and 25° C. Gloves should not be stored close to electric installations. Those glove must be used in ambient temperature .Before each use , glove integrity should be checked. We remind you that the choice and use of a Personal Protective Equipment (PPE) must correspond to the European Directive 89/656/CEE dated 30/11/89: in particular, employer must have as a preliminary study the hazards blinded to intervention and those generated by the use of an IPE(for example tightness breaking) For mounting and dismounting gloves on their port, follow the instructions written by security responsible and port manufacturer. Ensure users hands are dry, clean, with short nails and no jewellery. There are no allergens in the glove. This glove does not protect the hands against this ionizing radiation. If necessary, gloves can be washed with soapy water, rinsed under tap water, dried in low temperature current of air. Performance is not guaranteed by IFTH after washing. For other chemical products please contact. Those gloves are not concerned by external disinfection. Concerning internal disinfection, a disposable glove can be used for each handling. Life time of that glove, in its original packing and stored in conditions recommended above, is 3 years.

Attestation d'Examen de Type (AET) délivré par(delivered by) :I.F.T.H.(n°0072) Avenue Guy de Collongue – 69134 ECULLY Cedex.

Organisme Vérificateur(Monitoring organization) : AFNOR CERTIFICATION(n°0333) :11, rue Francis Pressensé-93571 LA PLAINE ST DENIS Cedex

**PIERCAN S.A.** : 11 et 11 bis rue Charbonnel 75013 PARIS Tél :33 (0)1 45 88 66 27 Fax:33 (0) 1 45 80 98 30

Notice d'instructions : Edition du 6 mai 2013 Email : piercan @ piercan.fr Site Web : www. Piercan.fr